



Enkele modellen scalpels



Scalpelhouder no.3



Scalpelhouder no.4



Scalpelhouder no. 3L



Kling-Ex, scalpelverwijderaar

**Scalpelhouder no.3 en 3L (lang) :**

Voor scalpelnummer: **10, 11 en 15**

**Scalpelhouder no.4 :**

Voor scalpelnummer: **20, 21, 23 en 24**

*De bovenaan afgebeelde modellen scalpels zijn slechts de meest gebruikte modellen van ons uitgebreide programma.*

*Ook de stitch cutters, voor het verwijderen van hechtingen zijn uit voorraad leverbaar!*

Ideaal in gebruik is ook de **disposable scalpelhouder inclusief mesje no.11 of 15** , per stuk, steriel verpakt en wordt geleverd in een doosje van 10 stuks.